


**BÆLTESTØRRELSE**



- a. Juster bæltets størrelse ved at flytte knapperne til de huller i hver side af rygpanelet, der giver den bedste pasform. Se bæltestørrelse til højre. ▶
- b. Mindre størrelser opnås ved at føre sidepanelet gennem slidsen og derefter flytte knapperne til de rigtige huller på undersiden.
- c. Når størrelsen passer, låses knapperne i hullerne ved at trække i bæltets ender.

**VEJLEDNING TIL VALG AF BÆLTE STØRRELSE**


KORSETTET LEVERES "ONE SIZE" MEN KAN JUSTERES I FØLGENDE STØRRELSER:

	EXTRA SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE	EXTRA EXTRA LARGE
<b>vista627</b> LUMBAR ORTHOSIS						
<b>vista631</b> LUMBOSACRAL ORTHOSIS LoPro	61 - 73 cm	71 - 89 cm	86 - 106 cm	102 - 119 cm	117 - 135 cm	132 - 147 cm
<b>vista637</b> LUMBOSACRAL ORTHOSIS						

MÅLES OMKRING MAVENS STØRSTE OMFANG.




**PLACERING**



- a. Placer rygpanelet midtfor på ryggen og så lavt, som det er behageligt.
  - b. Læg bæltets venstre side tæt om kroppen.
  - c. Gør det samme med højre side og hold vejret, mens velcrolukket presses sammen, så bæltet slutter tæt til kroppen.
- OBS: Sørg for, at øverste og nederste del af bæltet sidder til. Bæltets ender kan eventuelt vinkles for at opnå bedre pasform.

**STRAMNING**



- a. Træk hårdt i ringene i retning væk fra kroppen. Stram mere end nødvendigt og løsn derefter for at opnå bedst mulig pasform. Nederste halvdel strammes ved træk i venstre ring, og øverste ved træk i højre ring.
- b. Sæt ringene fast på den bløde velcro for at holde bæltet stramt.

**LORDOSEINDLÆG**




Indsæt eller fjern lordoseindlæg for størst mulig komfort.



# VEJLEDNING TIL 3-PUNKTSKORSET

## PLACERING/JUSTERING




a. Centrér rygpanelet så lavt som muligt på lænden. Juster mavepanel og brystpude sideværts, så midterbøjle og panel følger kroppens midterakse.

b. Til mindre høje patienter kan forlængerstykket tages ud af midterbøjlen. Bøj knappen bagud og lad aluminiumsskinen glide ind, så knappen låser i det rigtige hul.


c. Brystpuden kan også justeres vertikalt fra mavepanelet ved at trykke knappen med bladmærket indad og derefter hæve eller sænke brystpuden efter behov.

## STRAMNING



Træk hårdt i ringene i retning væk fra kroppen. Stram mere end nødvendigt og løs derefter for at opnå bedst mulig pasform. Nederste halvdel strammes separat ved træk i venstre ring, og øverste ved træk i højre ring.

## STROPPER



a. Før stabiliseringsstropperne under armene og fastgør dem til brystpuden. Denne placering anbefales.


b. Træk i enderne for at stramme stropperne.

c. Stabiliseringsstropperne og brystpuden skal sidde tæt til kroppen.

d. Stabiliseringsstropperne kan også føres over skuldrene.


OBS: Om nødvendigt kan støttebøjlen bøjes for at opnå bedre pasform.

## OVER SKULDRENE (VALGFRIT)



Hvis det er nødvendigt med spænder, kan der monteres et spænde for enden af hver strop. Fastgør spænderne til øverste del af TLSO-rygpanelet.

## UDVIDELSE AF FORPANEL



Placer udvidelsespudder på forpanelet til ønsket dækning. Panelerne skal overlape hinanden for at opnå bedst mulig støtte.

## VEJLEDNING TIL VALG AF BÆLTE STØRRELSE

KORSETTET LEVERES "ONE SIZE" MEN KAN JUSTERES I FØLGENDE STØRRELSER:  
SE VEJLEDNING PÅ SIDE 1

EXTRA SMALL	SMALL	MEDIUM	LARGE	EXTRA LARGE	EXTRA EXTRA LARGE
-------------	-------	--------	-------	-------------	-------------------

61 - 73 cm	71 - 89 cm	86 - 106 cm	102 - 119 cm	117 - 135 cm	132 - 147 cm
------------	------------	-------------	--------------	--------------	--------------

MÅLES OMKRING MAVENS STØRSTE OMFANG.