

Orthopaedic Soft Goods *Bandagenkatalog*





Neck
Hals

1

4-5

Shoulder
Schulter

2

6-8

Elbow
Ellbogen

3

9-13

Wrist
Handgelenk

4

14-21

Thumb/Finger
Daumen/Finger

5

22-27

Ribs
Rippen

6

28-29

Abdominal/Back
Bauch/Rücken

7

30-34

Thigh
Oberschenkel

8

35-37

Knee
Knie

9

38-45

Ankle/Foot
Knöchel/Fuss

10

46-55

Neck

- Post-treatment of whiplash
- Acute neck injury
- Cervical arthrosis
- Distortion of the cervical spine / whiplash injury


Hals

- Nachbehandlung eines Schleudertraumas
- Akute Nackenverletzung
- Cervicalarthrose
- Distorsion der Halswirbelsäule



Thanks to the high quality materials, the anatomical fit, and the use of a special foam, the OMNIMED® Ortho Nec Cervical Collar provides optimum support for the cervical spine. The anatomical form, the soft, rounded edges, and the changeable and washable cotton sleeves guarantee the highest comfort in wear and acceptance.

Dank der qualitativ hochstehenden Materialien, der anatomischen Passform und dem Einsatz eines speziellen Schaumstoffes bietet die OMNIMED® Ortho Nec Cervicalstütze eine optimale Unterstützung im Halswirbelbereich. Die anatomische Formgebung, die weichen/ abgerundeten Kanten und die auswechselbaren und waschbaren Baumwollbezüge gewährleisten höchsten Tragkomfort und Akzeptanz.



**Ortho Nec
Foam Cervical Collar**

Anatomically formed, changeable cotton sleeve, washable, Velcro fastener

Schaumstoff-Halskragen

Anatomisch geformt, auswechselbarer Baumwollüberzug, waschbar, Velcro-Verschluss

white/rohweiss

Neck circumference Halsumfang	Höhe Höhe	Art. No. Art.-Nr.
30-35 cm	8 cm	DV31970
36-40 cm	8 cm	DV31971
36-41 cm	9.5 cm	DV31972
41-45 cm	9.5 cm	DV31973

Shoulder

- Fracture of the humeral head
- Injuries of the acromioclavicular (AC) joint
- Post-operative treatment
- Rotator cuff injuries


Schulter

- Humeruskopffraktur
- Verletzungen des AC-Gelenkes
- Postoperative Behandlung
- Rotatorenmanchettenverletzungen



OMNIMED® shoulder supports offer optimum immobilization of the upper and lower arm and treatment of shoulder injuries. Its construction ensures optimum relief and immobilization of the injured shoulder. Most of the shoulder products can be worn on both the left and right sides. Advanced manufacturing technology, well-conceived handling, and an optimum fit stand for the highest therapeutic benefit.

Die OMNIMED® Schulterbandagen bieten eine optimale Ruhigstellung von Ober- und Unterarm und Behandlung von Schulterverletzungen. Die verletzte Schulter wird konstruktionsbedingt optimal entlastet und Ruhiggestellt. Die meisten Schulter-Produkte können sowohl auf der rechten wie auch auf der linken Seite getragen werden. Hochstehende Fertigungstechnik ein durchdachtes Handling und eine optimale Passform stehen für höchsten therapeutischen Nutzen.



Art. No.
Art.-Nr.



Ortho Omo Deluxe Shoulder Immobilizer

For immobilization of the arm and shoulder, adjustable, for both left and right

Schulterfixations-Bandage
Individuell anpassbar, rechts und links verwendbar

blue/blau

Universal size/Einheitsgröße

SX38000



Ortho Omo Davos Shoulder Immobilizer

For immobilization of the shoulder, the arm and the elbow joint. The support is very comfortable to wear, breathable, and has an optimum anatomical form

Schulterfixations-Bandage
Zum Ruhigstellen der Schulter, des Armes und des Ellbogengelenks. Die Bandage bietet einen hohen Tragkomfort, ist atmungsaktiv und hat eine optimale, anatomische Passform

blue/blau

right/rechts

XS	TR11022
S	TR11023
M	TR11024
L	TR11025
XL	TR11026

left/links

XS	TR11032
S	TR11033
M	TR11034
L	TR11035
XL	TR11036



Ortho Omo Gilchrist Shoulder Immobilizer

For immobilization of the arm and shoulder, adjustable, for both left and right

Schulterfixations-Bandage
Individuell anpassbar, rechts und links verwendbar, Länge zuschneidbar

blue/blau

Universal size/Einheitsgröße

SX33002



Ortho Clavicula Universal Clavicle Splint

Fully padded, adjustable length, Velcro fastener, two versions for children and adults

Rucksackverband Universal
Ausgezeichnet gepolstert, Länge individuell zuschneidbar, mit Velcro-Verschluss, zwei Versionen für Kinder und Erwachsene

blue/blau

Universal size, Adults/Universalgröße Erwachsene

SX24500

Universal size, Children/Universalgröße Kinder

SX26400



Shoulder *Schulter*

Art. No.
Art.-Nr.

2



Ortho Omo Mitella Arm Sling with Pad

For immobilization of the shoulder and upper arm, padding in the neck area, for left and right shoulder

Armtraggurte Mitella mit Polster
Zur Ruhigstellung von Schulter und Arm.
Hoher Tragkomfort dank Nackenpolster

for adults/für Erwachsene

red/red <i>rot/rot</i>	OM87065
red/green <i>rot/grün</i>	OM87066
yellow/yellow <i>gelb/gelb</i>	OM87067
blue/black <i>blau/schwarz</i>	OM87068
yellow/blue <i>gelb/blau</i>	OM87069



Elbow

- Distorsions, contusions
- Tennis elbow
- Golfer's elbow
- Tendinopathy in the elbow

Elbogen

- *Distorsionen, Kontusionen*
- *Tennis-Elbogen*
- *Golfer-Elbogen*
- *Tendopathien im Ellbogenbereich*



3

Whether for immobilization or for active users, OMNIMED® elbow supports are medically state-of-the art and offer a high degree of support. OMNIMED® elbow supports convince users with the highest quality of the materials used and a perfect anatomical fit. The latest manufacturing technology and well-conceived handling features make elbow supports from OMNIMED® the ideal companion.

Immobilisierend oder als Aktivbandage die OMNIMED® Ellbogenbandagen sind medizinisch hochstehend und bieten einen hohen Unterstützungsgrad. OMNIMED® Ellbogenbandagen überzeugen durch höchste Qualität der verwendeten Materialien und eine perfekte anatomische Passform. Modernste Fertigungstechnik und ein durchdachtes einfaches Handling machen die Ellbogenbandagen von OMNIMED® zum idealen Begleiter.

Elbow *Elbogen*

Art. No.
Art.-Nr.



Tale®
by OMNIMED®

Tennis Elbow Support
Elastic, no buckle, Velcro fastener, universal size, fits both left and right

Tennisellbogen-Bandage
Durchgehend elastisch, ohne Schnalle, Velcro-Verschluss

5 cm wide/5 cm breit	
white/weiss	TL30110
beige/hautfarbig	TL32110



Tale®
by OMNIMED®

Tennis Elbow Support with Buckle
Elastic, with buckle, Velcro fastener, universal size, fits both right and left

Tennisellbogen-Bandage mit Schnalle
Mit Flauscheinsatz, mit Schnalle, Velcro-Verschluss

5 cm wide/5 cm breit	
white/weiss	EC30113
beige/hautfarbig	EC32113



OMNIMED®

Protect Tennis Elbow Support
Elastic, breathable, no buckle, Velcro fastener, fits both left and right

Tennisellbogen-Bandage
Bandage aus atmungsaktivem Material, angenehmer Tragkomfort, mit Velcroverschluss. Rechts und links tragbar

anthracite/anthrazit	
Universal size/Einheitsgrösse	
SX50883	




OMNIMED®

Move Elbow Support
Round knit elbow support, without silicone pads. Fits both left and right

Ellbogen-Bandage
Rundgestrickte Ellbogenbandage, ohne Silikonpelotten. Beidseits tragbar

white-grey/weiss-grau	
Elbow circumference/Elbogenumfang	
S 21.5–24.0 cm	OM41001
M 24.0–26.5 cm	OM41002
L 26.5–30.5 cm	OM41003
XL 30.5–34.0 cm	OM41004
XXL 34.0–37.5 cm	OM41005



OMNIMED®

Move Pro Elbow Support
Round knit elbow support, with silicone pads. Fits both left and right

Ellbogen-Bandage
Rundgestrickte Ellbogenbandage, mit Silikonpelotten. Beidseits tragbar

white-grey/weiss-grau	
Elbow circumference/Elbogenumfang	
S 21.5–24.0 cm	OM41501
M 24.0–26.5 cm	OM41502
L 26.5–30.5 cm	OM41503
XL 30.5–34.0 cm	OM41504
XXL 34.0–37.5 cm	OM41505





OMNIMED®

Energy Epi light
Shaped D-F support, without silicone pads. 3D comfort knit for highest wearing comfort. Fits both left and right

Ellbogen-Bandage
Formgestrickte D-F Bandage ohne Silikonpelotten. 3D-Komfortgestrick für höchsten Tragkomfort. Beidseits tragbar

grey-light grey/grau-hellgrau	
Elbow circumference/Elbogenumfang	
S 21–24 cm	OM75001
M 24–27 cm	OM75002
L 27–30 cm	OM75003
XL 30–33 cm	OM75004




OMNIMED®

Energy Epi
Shaped D-F support, with silicone pads. 3D comfort knit for highest wearing comfort. Fits both left and right

Ellbogen-Bandage
Formgestrickte D-F Bandage mit Silikonpelotten. 3D-Komfortgestrick für höchsten Tragkomfort. Beidseits tragbar

grey-light grey/grau-hellgrau	
Elbow circumference/Elbogenumfang	
S 21–24 cm	OM75501
M 24–27 cm	OM75502
L 27–30 cm	OM75503
XL 30–33 cm	OM75504



Art. No.
Art.-Nr.

3

Elbow *Elbogen*

Art. No.
Art.-Nr.



Energy Epi Plus Elbow Support with Velcro Tape

Shaped D-F elbow support with silicone pads and additional Velcro tape. 3D comfort knit for highest wearing comfort. Fits both left and right

Elbogen-Bandage mit Velcroband

Formgestrickte D-F Ellbogen-Bandage mit Silikonpelotten und zusätzlichem Velcroband. 3D-Komfortgestrick für höchsten Tragekomfort. Beidseits tragbar



grey-light grey/grau-hellgrau



Elbow circumference/Elbogenumfang

S	21–24 cm	OM76001
M	24–27 cm	OM76002
L	27–30 cm	OM76003
XL	30–33 cm	OM76004



Dynamic Epi Elbow Support

Shaped elastic elbow support with silicone pads, fits both left and right

Elbogen-Bandage

Formgestrickte D-F Bandage mit Silikonpelotten. 3D-Komfortgestrick für höchsten Tragekomfort. Beidseits tragbar



grey-bordeaux/grau-bordeaux



Elbow circumference/Elbogenumfang

XS	21–24 cm	SX52021
S	24–26 cm	SX52022
M	26–29 cm	SX52023
L	29–32 cm	SX52024
XL	32–35 cm	SX52025



Dynamic Epi Plus Elbow Support with Velcro Tape

Shaped D-F support with silicone pads and additional Velcro tape. 3D comfort knit for highest wearing comfort. Fits both left and right

Elbogen-Bandage mit Velcroband

Formgestrickte D-F Bandage mit Silikonpelotten und zusätzlichem Velcroband. 3D-Komfortgestrick für höchsten Tragekomfort. Beidseits tragbar




grey-bordeaux/grau-bordeaux



Elbow circumference/Elbogenumfang

XS	21–24 cm	SX52026
S	24–26 cm	SX52027
M	26–29 cm	SX52028
L	29–32 cm	SX52029
XL	32–35 cm	SX52030



Art. No.
Art.-Nr.




Stabile Post-OP Epi Elbow Immobilizer

Blue, medially and laterally reinforced with aluminium splint, lined with cotton frottee, individually adjustable Velcro fastener

Elbogen-Schiene

Medial und lateral verstärkt, mit Aluminiumschiene, Innenseite aus angenehmem Frottée-Baumwollmaterial, individuell verstellbare Velcro-Verschlussbänder



blue/blau



right arm/rechter Arm

Length of the forearm/Vorderarmlänge

S	< 34 cm	EC40111
M	34–36 cm	EC40112
L	36–38 cm	EC40113
XL	> 38 cm	EC40114

left arm/linker Arm

Length of the forearm/Vorderarmlänge

S	< 34 cm	EC40101
M	34–36 cm	EC40102
L	36–38 cm	EC40103
XL	> 38 cm	EC40104



Stabile Post-OP Epi Universal Elbow Immobilizer Universal

Blue, medially and laterally reinforced with aluminium splint, lined with cotton frottee, individually adjustable Velcro fastener

Elbogen-Schiene 3-teilig

3-teilige Ellbogenschiene, individuell anpassbar, beidseits tragbar, Universalgröße, medial und lateral verstärkt mit Aluminiumschiene, Innenseite aus angenehmem Frottée-Baumwollmaterial

blue/blau



Universal size, Fits either arm
Einheitsgröße, beidseits tragbar

SX50300

Wrist

- Overloading symptoms (sprains)
- Contusions and pulled muscles
- CTS, carpal tunnel syndrome
- Formation of skin fissures


Handgelenk

- Überlastungsbeschwerden
- Prellungen und Zerrungen
- CTS Karpaltunnelsyndrom
- Fissuren



OMNIMED® wrist supports convince users by offering support ranging from simple circular compression to complete immobilization. Our OMNIMED® models also offer a broad range of products for finger and thumb injuries. Highest wearing comfort and the simplest handling combined with the best functionality perfectly round off our comprehensive range of products for the wrist.

Die OMNIMED® Handgelenkbandagen überzeugen durch Unterstützung mittels einfacher zirkulärer Kompression bis hin zur vollständigen Immobilisation. Ebenso bieten wir für Daumen und Fingerletzungen eine breite Produktpalette. Höchster Tragkomfort, einfachstes Handling kombiniert mit bester Funktionalität runden unsere umfassende Produktpalette im Bereich Handgelenk perfekt ab.



Art. No.
Art.-Nr.



Tale®
by OMNIMED®

Wrist Support

Elastic, fits both left and right, Velcro fastener 7.5 cm wide

Handgelenk-Band

Durchgehend elastisch, rechts und links verwendbar, Velcro-Verschluss

7.5 cm long/7.5 cm breit

white/weiss

TL30108

beige/hautfarbig

TL32108



Tale®
by OMNIMED®

Special Wrist Support, 15 cm long

Without splint, thumb opening, fully elastic, Velcro fastener

Handgelenk-Bandage spezial, 15 cm lang

Ohne Verstärkung, Daumenöffnung, durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss

without splint/ohne Schiene

white/weiss

TL30126

right/rechts

TL30127

left/links

beige/hautfarbig

right/rechts

TL32126

left/links

TL32127



Tale®
by OMNIMED®

Special Wrist Support, 15 cm long

With splint, thumb opening, fully elastic, Velcro fastener

Handgelenk-Bandage spezial, 15 cm lang

Volare Aluschiene, Daumenöffnung, durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss

aluminium splint, 35 mm wide/Aluschiene 35 mm breit

white/weiss

right/rechts

TL30130

left/links

TL30131

beige/hautfarbig

right/rechts

TL32130

left/links

TL32131



OMNIMED®

Protect Wrist Band

Wrist Band

Elastic, breathable, fits both left and right, Velcro fastener

Handgelenk-Band

Bandage aus atmungsaktivem Material, angenehmer Tragkomfort, mit Velcroverschluss. Rechts und links tragbar


anthracite/anthrazit

Universal size/Einheitsgröße

SX50881



Wrist Handgelenk



Art. No.
Art.-Nr.



Protect Wrist Support Wrist Support

Elastic, breathable, fits both left and right, Velcro fastener

Handgelenk-Bandage

Bandage aus atmungsaktivem Material, angenehmer Tragkomfort, mit Velcroverschluss. Rechts und links tragbar

anthracite/anthrazit
Universal size/Einheitsgrösse



SX50882

Art. No.
Art.-Nr.



Ortho Manu Optima Wrist Brace, 22 cm long

Aluminium palm splint, adjustable

Handgelenk-Bandage, 22 cm lang

Volare Aluschiene, formbar

black/schwarz



right hand/rechte Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	14.0–16.5 cm	SX50103
M	16.5–19.0 cm	SX50104
L	19.0–21.5 cm	SX50105
XL	21.5–24.0 cm	SX50106

left hand/linke Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	14.0–16.5 cm	SX50113
M	16.5–19.0 cm	SX50114
L	19.0–21.5 cm	SX50115
XL	21.5–24.0 cm	SX50116



Ortho Manu CTS Wrist Brace, 22 cm long

Aluminium palm splint, adjustable, with special volar pads to reduce pressure in the carpal tunnel area

Handgelenk-Bandage 22 cm lang

Volare Aluschiene, formbar mit speziell eingearbeiteter Entlastungselotte im Bereich des Karpaltunnels

black/schwarz



right hand/rechte Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	14.0–16.5 cm	SX50203
M	16.5–19.0 cm	SX50204
L	19.0–21.5 cm	SX50205
XL	21.5–24.0 cm	SX50206

left hand/linke Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	14.0–16.5 cm	SX50213
M	16.5–19.0 cm	SX50214
L	19.0–21.5 cm	SX50215
XL	21.5–24.0 cm	SX50216



Ortho Manu Classic Wrist Brace, 22 cm long

Removable and adjustable aluminium splint, soft frottee lining, Velcro fastener

Handgelenk-Bandage, 22 cm lang

Volare, herausnehmbare Aluschiene, Innenseite weiches Frottée-Polster, Velcro-Verschluss

blue/blau



right hand/rechte Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	14.0–16.5 cm	EC05603
M	16.5–19.0 cm	EC05604
L	19.0–21.5 cm	EC05605
XL	21.5–24.0 cm	EC05606

left hand/linke Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	14.0–16.5 cm	EC05613
M	16.5–19.0 cm	EC05614
L	19.0–21.5 cm	EC05615
XL	21.5–24.0 cm	EC05616



Ortho Manu Dual Universal Wrist Brace, 22 cm long

Palmar and dorsal splint, fits both left and right, Velcro fastener

Universal Handgelenk-Bandage, 22 cm lang

Volare Aluschiene, formbar, Velcro-Verschluss, Rechts und links tragbar


black/schwarz



Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	< 16 cm	KN66501
M	16–19 cm	KN66502
L	> 19 cm	KN66503

Wrist Handgelenk



Art. No.
Art.-Nr.



Ortho ManuFlex Wrist Brace, 16 cm long

Stabilizing wrist brace made of elastic material, circular velcro fastener and palmar aluminium splint

Available colours:
beige, black and grey-bordeaux



Handgelenk-Bandage, 16 cm lang
Stabilisierende Handgelenksbandage aus elastischem Textil, zirkulärem Velcroverschluss und volarer Aluminium-Schiene

Ausführung in:
hautfarbig, schwarz und grau-bordeaux



right hand/rechte Hand



Wrist circumference/Handgelenkumfang
beige/hautfarbig

XS	11.5–14.0 cm	SX49302
S	14.0–16.5 cm	SX49303
M	16.5–18.5 cm	SX49304
L	18.5–20.5 cm	SX49305
XL	> 20.5 cm	SX49306

black/schwarz

XS	11.5–14.0 cm	SX49802
S	14.0–16.5 cm	SX49803
M	16.5–18.5 cm	SX49804
L	18.5–20.5 cm	SX49805
XL	> 20.5 cm	SX49806

grey-bordeaux/grau-bordeaux

XS	11.5–14.0 cm	SX49402
S	14.0–16.5 cm	SX49403
M	16.5–18.5 cm	SX49404
L	18.5–20.5 cm	SX49405
XL	> 20.5 cm	SX49406

left hand/linke Hand



Wrist circumference/Handgelenkumfang
beige/hautfarbig

XS	11.5–14.0 cm	SX49312
S	14.0–16.5 cm	SX49313
M	16.5–18.5 cm	SX49314
L	18.5–20.5 cm	SX49315
XL	> 20.5 cm	SX49316

black/schwarz

XS	11.5–14.0 cm	SX49812
S	14.0–16.5 cm	SX49813
M	16.5–18.5 cm	SX49814
L	18.5–20.5 cm	SX49815
XL	> 20.5 cm	SX49816

grey-bordeaux/grau-bordeaux

XS	11.5–14.0 cm	SX49412
S	14.0–16.5 cm	SX49413
M	16.5–18.5 cm	SX49414
L	18.5–20.5 cm	SX49415
XL	> 20.5 cm	SX49416



Ortho ManuFlex Wrist Brace, 22 cm long

Stabilizing wrist brace made of elastic material, circular velcro fastener and palmar aluminium splint

Available colours:
beige, black and grey-bordeaux



Handgelenk-Bandage, 22 cm lang
Stabilisierende Handgelenksbandage aus elastischem Textil, zirkulärem Velcroverschluss und volarer Aluminium-Schiene

Ausführung in:
hautfarbig, schwarz und grau-bordeaux



right hand/rechte Hand



Wrist circumference/Handgelenkumfang
beige/hautfarbig

XS	11.5–14.0 cm	SX49502
S	14.0–16.5 cm	SX49503
M	16.5–18.5 cm	SX49504
L	18.5–20.5 cm	SX49505
XL	> 20.5 cm	SX49506

black/schwarz

XS	11.5–14.0 cm	SX49902
S	14.0–16.5 cm	SX49903
M	16.5–18.5 cm	SX49904
L	18.5–20.5 cm	SX49905
XL	> 20.5 cm	SX49906

grey-bordeaux/grau-bordeaux

XS	11.5–14.0 cm	SX49602
S	14.0–16.5 cm	SX49603
M	16.5–18.5 cm	SX49604
L	18.5–20.5 cm	SX49605
XL	> 20.5 cm	SX49606

left hand/linke Hand



Wrist circumference/Handgelenkumfang
beige/hautfarbig

XS	11.5–14.0 cm	SX49512
S	14.0–16.5 cm	SX49513
M	16.5–18.5 cm	SX49514
L	18.5–20.5 cm	SX49515
XL	> 20.5 cm	SX49516

black/schwarz

XS	11.5–14.0 cm	SX49912
S	14.0–16.5 cm	SX49913
M	16.5–18.5 cm	SX49914
L	18.5–20.5 cm	SX49915
XL	> 20.5 cm	SX49916

grey-bordeaux/grau-bordeaux

XS	11.5–14.0 cm	SX49612
S	14.0–16.5 cm	SX49613
M	16.5–18.5 cm	SX49614
L	18.5–20.5 cm	SX49615
XL	> 20.5 cm	SX49616

Wrist Handgelenk



Ortho RhizoFix
Brace for Stabilising the Thumb and Wrist.
 Aluminium splint, adjustable, with a semi rigid support for the thumb, Velcro fastener

Handgelenk-Bandage mit Daumenteil
 Aus atmungsaktiven Textilien mit volarer und radialeseitiger Aluminiumschiene mit Einbezug des Daumens, zirkuläre Velcroverschlüsse

black/schwarz

Art. No.
 Art.-Nr.



right hand/rechte Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang	
14.0–16.5 cm	SX24301
16.5–19.0 cm	SX24302
19.0–21.5 cm	SX24303
21.5–24.0 cm	SX24304

left hand/linke Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang	
14.0–16.5 cm	SX24311
16.5–19.0 cm	SX24312
19.0–21.5 cm	SX24313
21.5–24.0 cm	SX24314



Energy Manu Pro
Wrist Support
 Shaped hand support with an elastic fastening strap and palmar aluminium splint. High wearing comfort with thumb support. 3D comfort knit, fits both left and right


Handgelenk-Bandage
 Formgestrickte Handbandage mit elastischem Fixierband und palmarer aluminium Schiene. Hoher Tragkomfort mit Daumeneinschluss. 3D Komfortgestrick, beidseits tragbar

grey-light grey/grau-hellgrau



fits both left and right/rechts und links tragbar

Wrist circumference/Handgelenkumfang	
S 15.0–16.5 cm	OM76501
M 16.5–18.0 cm	OM76502
L >18.0–19.5 cm	OM76503
XL > 19.5 cm	OM76504



Art. No.
 Art.-Nr.



grey-bordeaux/grau-bordeaux

fits both left and right/rechts und links tragbar

Wrist circumference/Handgelenkumfang	
XS < 15 cm	SX52041
S 15.0–16.5 cm	SX52042
M 16.5–18.0 cm	SX52043
L >18.0–19.5 cm	SX52044
XL > 19.5 cm	SX52045



Dynamic Manu
Wrist Support
 Shaped hand support with an elastic fastening strap and palmar aluminium splint. High wearing comfort with thumb support. 3D comfort knit, fits both left and right

Handgelenk-Bandage
 Formgestrickte Handbandage mit elastischem Fixierband und palmarer aluminium Schiene. Hoher Tragkomfort mit Daumeneinschluss. 3D Komfortgestrick, beidseits tragbar



Thumb/Finger *Daumen/Finger*


- Rhizarthrosis
- Skier's thumb

- Rhizarthrose
- Skidaumen



A perfect anatomical fit, high quality materials, and a wide range of sizes guarantee the highest therapeutic benefit in the treatment of all forms of thumb injury. The OMNIMED® thumb supports and braces are indispensable in doctors' surgeries, medical retailers and hospitals.

Eine perfekte anatomische Passform, qualitativ hochstehende Materialien sowie ein umfassendes Grössensortiment garantieren höchsten therapeutischen Nutzen in der Versorgung von Daumenverletzungen aller Art. Die OMNIMED® Daumenbandagen /-Orthesen unerlässlich in Arztpraxen, Sanitätshäusern und Spitälern.



Art. No.
Art.-Nr.



Protect Soft Thumb Support
Flexible Thumb Support
Elastic support for the thumb, soft and fully elastic material, lightweight construction, fits both left and right Velcro fastener

Flexible-Daumenstütze
Weiches und elastisches Material, leichte Konstruktion, beidseits tragbar, Velcro-Verschluss

white/weiss		
Wrist circumference/Handgelenkumfang		
S	< 16 cm	OM85021
M	16–19 cm	OM85022
L	> 19 cm	OM85023



Flexible Thumb Support
Flexible Thumb Support
Elastic support for the thumb, soft and fully elastic material, with flexible plastic splint, fits both left and right, Velcro fastener

Flexible-Daumenstütze
Elastische Textilbandage mit flexibler Kunststoffschiene, rechts und links tragbar, Velcro Verschluss

white/weiss		
Wrist circumference/Handgelenkumfang		
S	13–17 cm	TL29130
M	17–21 cm	TL29131
L	21–25 cm	TL29132
beige/hautfarbig		
Wrist circumference/Handgelenkumfang		
S	13–17 cm	TL29136
M	17–21 cm	TL29137
L	21–25 cm	TL29138

Thumb/Finger Daumen/Finger

Art. No.
Art.-Nr.



Ortho Pollex Lok Metacarpal Thumb Splint

Thermoplastic thumb saddle joint brace. Individually heat mouldable for the optimum anatomical form. With elastic Velcro fastener and incl. two cotton liner pads

Mittelhand-Daumenschiene

Daumen-Sattelgelenk-Orthese aus thermoplastischem Material. Anatomisch optimale Form unter Wärme individuell anpassbar. Mit elastischem Velcroverschluss und inkl. zwei Untertzugspolstern aus Baumwolle

beige/hautfarbig



right hand/rechte Hand


Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	< 17 cm	SX50011
M	17–19 cm	SX50012
L	19–23 cm	SX50013
XL	> 23 cm	SX50014

left hand/linke Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	< 17 cm	SX50021
M	17–19 cm	SX50022
L	19–23 cm	SX50023
XL	> 23 cm	SX50024



Stabile Vorderarmschiene «kurz» Forearm Splint Short

A vinyl-coated aluminium splint for the treatment of fractures of the radius, ulna, metacarpals, and phalanges. Provides comfortable immobilization of the hand and forearm

Vorderarmschiene kurze Version

Lagerung bis unterhalb MCP-Gelenk, anatomisch geformt, aus formbarem Aluminium mit PU-Schaumpolsterung, röntgenfähig

beige-blue/hautfarbig-blau



right hand/rechte Hand

Length/Länge

S	20 cm	DA10183
M	25 cm	DA10144
L	27.5 cm	DA10105

left hand/linke Hand

Length/Länge

S	20 cm	DA10203
M	25 cm	DA10164
L	27.5 cm	DA10125



Stabile Vorderarmschiene Long Forearm Splint Long

A vinyl-coated aluminium splint for the treatment of fractures of the radius, ulna, metacarpals, and phalanges. Provides comfortable immobilization of the hand and forearm

Vorderarmschiene lange Version

Anatomisch geformte MCP-Gelenkschiene aus formbarem Aluminium mit PU-Schaumpolsterung, röntgenfähig

beige-blue/hautfarbig-blau



right hand/rechte Hand


Length/Länge

S	20 cm	DA14183
M	25 cm	DA14144
L	27.5 cm	DA14105

left hand/linke Hand

Length/Länge

S	20 cm	DA14203
M	25 cm	DA14164
L	27.5 cm	DA14125



Art. No.
Art.-Nr.



Ortho Manu Intrinsic Plus 1 1-finger Splint

Finger splint for immobilization of the index finger, middle finger or ring finger, fits both left and right

1-Fingerschiene

Handgelenkbandage mit volarer Aluschiene in physiologischer Funktionsstellung vorgeformt



black/schwarz



Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	< 16 cm	OM87055
M	16–19 cm	OM87056
L	> 19 cm	OM87057



Ortho Manu Intrinsic Plus 3 3-finger Splint

Finger splint for immobilization of the middle finger, ring finger and little finger

3-Fingerschiene

Handgelenkbandage mit volarer Aluschiene in physiologischer Funktionsstellung vorgeformt

black/schwarz



right hand/rechte Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	< 14 cm	OM87103
M	14–16 cm	OM87104
L	16–18 cm	OM87105
XL	> 18 cm	OM87106

left hand/linke Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	< 14 cm	OM87113
M	14–16 cm	OM87114
L	16–18 cm	OM87115
XL	> 18 cm	OM87116

5

5

Thumb/Finger Daumen/Finger

Art. No.
Art.-Nr.



Ortho Manu Intrinsic Plus 4 4-finger Splint

Finger splint for immobilization of the fingers

4-Fingerschiene

Handgelenkbandage mit volarer Aluschiene in physiologischer Funktionsstellung vorgeformt.

black/schwarz



right hand/rechte Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	< 14 cm	OM87203
M	14–16 cm	OM87204
L	16–18 cm	OM87205
XL	> 18 cm	OM87206

left hand/linke Hand

Wrist circumference/Handgelenkumfang

S	< 14 cm	OM87213
M	14–16 cm	OM87214
L	16–18 cm	OM87215
XL	> 18 cm	OM87216



Stabile Stax-Fingerschutzkappen Finger Splint

Plastic, perforated for air circulation and comfort

Stax-Fingerschutzkappen

Aus Kunststoff, perforiert für Luftzirkulation und höheren Tragekomfort

clear/transparent

finger diameter/Fingerdurchmesser

Gr. 1	Ø 14–16 mm	B869791
Gr. 2	Ø 15–18 mm	B869792
Gr. 3	Ø 17–21 mm	B869793
Gr. 4	Ø 18–22 mm	B869794
Gr. 5	Ø 19–23 mm	B869795
Gr. 6	Ø 20–28 mm	B869796



Stabile Frog Finger Splint Frog Finger Splint

Aus formbarem Aluminium, mit PU-Schaum-polsterung


Fingerschiene «Frosch»

Aus formbarem Aluminium, mit PU-Schaumpolsterung


silver-blue/silber-blau



S	DA10110
M	DA10120
L	DA10130



Art. No.
Art.-Nr.



Stabile Curved Spoon Splint Finger Splint

Aluminium splint with PU-foam padding

Fingerlöffel


Aus formbarem Aluminium mit PU-Schaumpolsterung

silver-blue/silber-blau



Length/Länge

5.5 cm	DA10205
8.0 cm	DA10215
15.0 cm	DA10225
23.0 cm	DA10235



Stabile Finger Cot Compact Finger Cot

Aluminium splint with PU-foam padding

Fingerschiene Kompakt

Aus formbarem Aluminium, mit PU-Schaumpolsterung

silver-blue/silber-blau



XS	DA10305
S	DA10315
M	DA10325
L	DA10335



Stabile Finger Splint Finger Splint

Aluminium splint with PU-foam padding

Fingerschiene

Aus formbarem Aluminium, schneidbar, mit PU-Schaumpolsterung

silver-blue/silber-blau



1	1.3 x 46 cm	DA10301
2	2.5 x 46 cm	DA10302
3	3.8 x 46 cm	DA10303
4	7.8 x 46 cm	DA10304



5

5

Ribs

- Rib fractures
- Rib serial fractures
- Rib contusions

Rippen

- Rippenfrakturen
- Rippenserienfrakturen
- Rippenprellungen




OMNIMED® rib supports are characterised by their thin, high quality materials that exert a high degree of compression. Thanks to the unique surface finish of our products the compression, and thus the relief, is infinitely variable. The result is an even compression profile that can be adjusted to provide the relief required.

Dünne und hochstehende Materialien mit einem hohen Mass an Kompression zeichnen die OMNIMED® Rippenbandagen aus. Dank der einzigartigen Oberflächenbeschaffenheit unserer Produkte kann die Kompression und somit die Entlastung stufenlos eingestellt werden. Das Resultat ist eine gleichmässige Kompressionskurve welche bedarfsgerecht entlastend eingestellt werden kann.



Art. No.
Art.-Nr.



Tale®
by OMNIMED®

Rib Belt for Ladies

Anatomical fit, fully elastic, Velcro fastener,

Rippengürtel für Damen

Anatomische Passform im Brustbereich, Velcro-Verschluss

15 cm high/15 cm hoch

Universal size/Einheitsgrösse

white/weiss

TL30425

beige/hautfarbig

TL32425



Tale®
by OMNIMED®

Rib Belt for Men

Fully elastic, Velcro fastener

Rippengürtel für Herren

Durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss

15 cm high/15 cm hoch


Universal size/Einheitsgrösse

white/weiss

TL30525

beige/hautfarbig

TL32525



OMNIMED®

**Ortho Thorafix Rib Belt
Special Rib Belt**

Fully elastic, Velcro fastener

Rippengürtel Spezial

Durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss

white/weiss

70-125 cm

Universal size/Einheitsgrösse

Ladies/Damen

390710

Men/Herren

390711



OMNIMED®

**Protect Soft Thorafix Easy
Thorax Support**

Fully elastic, Velcro fastener, 15 cm high, anti-slip straps

Thorax-Bandage

Durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss, 15 cm hoch, mit Halteträgern

15 cm hoch/15 cm hoch

white/weiss

Thorax circumference/Brustkorbumfang

< 80 cm

OM85281

80-100 cm

OM85282

100-120 cm

OM85283

120-140 cm

OM85284

> 140 cm

OM85285



Abdomen/Back *Bauch/Rücken*


- Weakness of the abdominal wall
- Lumbalgia
- Post-operative treatment
- Discus hernia (slipped disk)

- *Bauchwandschwäche*
- *Lumbalgien*
- *Postoperative Behandlungen*
- *Diskushernien*



Even and effective relief of the abdomen is vital for guaranteed successful treatment. The thin and high quality materials exert an even compression profile that can be adjusted individually to meet the user's requirements. Whether for conservative or postoperative treatment, the abdominal binders from OMNIMED® are always the right product you can trust.

Gleichmässige und effektive Entlastung im Abdominalbereich ist die Voraussetzung für einen gesicherten Therapieerfolg. Die dünnen und qualitativ hochstehenden Materialien bauen einen gleichmässigen Kompressionsverlauf auf, welcher individuell und bedarfsgerecht eingestellt werden kann. Ob in der konservativen oder in postoperativen Behandlung haben Sie mit den Bauchbandagen von OMNIMED® stets das richtige Produkt an Ihrer Seite.



Art. No.
Art.-Nr.



Protect Soft Abdominal Support Abdominal Support

Fully elastic, Velcro fastener, soft stabilizers

Bauch-Bandage

Durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss, weiche Stabilisatoren

24 cm high/24 cm hoch

white/weiss

Waist circumference/Taillenumfang

< 80 cm	OM85291
80–100 cm	OM85292
100–120 cm	OM85293
> 120 cm	OM85294



Ortho Abdofix Bauch-Bandage Abdominal Support

Fully elastic, Velcro fastener, soft stabilizers

Bauch-Bandage

Durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss

white/weiss

25 cm high/25 cm hoch

Waist circumference/Taillenumfang

S 60–90 cm	390701
M 70–115 cm	390702
L 80–135 cm	390703
XL 95–155 cm	390704

30 cm high/30 cm hoch

Waist circumference/Taillenumfang

M 70–115 cm	390732
L 80–135 cm	390733
XL 95–155 cm	390734



3 Panel Abdominal Binder

Fully elastic, Velcro fastener

Bauch-Bandage 3-bahnig

Elastisches Gewebe mit Velcro-Verschluss

22.5 cm high/22.5 cm hoch

white/weiss

Waist circumference/Taillenumfang


S < 110 cm	TL30601
M 111–150 cm	TL30602
L > 151 cm	TL30603

beige/hautfarbig

Waist circumference/Taillenumfang

S < 110 cm	TL32601
M 111–150 cm	TL32602
L > 151 cm	TL32603

Abdomen/Back Bauch/Rücken



Art. No.
Art.-Nr.



Tale®
by OMNIMED®

4 Panel Abdominal Binder
Fully elastic, Velcro fastener

Bauch-Bandage 4-bahnig
Elastisches Gewebe mit Velcro-Verschluss

30 cm high/30 cm hoch

white/weiss

Waist circumference/Taillenumfang

S	< 110 cm	TL30611
M	111–150 cm	TL30612
L	> 151 cm	TL30613

beige/hautfarbig

Waist circumference/Taillenumfang

S	< 110 cm	TL32611
M	111–150 cm	TL32612
L	> 151 cm	TL32613



Tale®
by OMNIMED®

Lumbosacral Binder
Fully elastic, removable flexible pressure pad, Velcro fastener, 22,5 cm high

Lumbosacral-Bandage
Herausnehmbare, flexible Pelotte, elastisches Gewebe mit Velcro-Verschluss

22,5 cm high/22,5 cm hoch

white/weiss

Waist circumference/Taillenumfang

S	< 110 cm	TL30901
M	111–150 cm	TL30902
L	> 151 cm	TL30903



OMNIMED®

Dynamic Dorso Back Support
Shaped elastic back support with semi-flexible stabilizers

Rücken-Bandage
Elastische Rückenbandage mit anatomisch gestrickter Form, integrierte Handschlaufe und semiflexible Stabilisatoren

grey-bordeaux/grau-bordeaux

Waist circumference/Taillenumfang

XS	70–80 cm	SX52031
S	80–90 cm	SX52032
M	90–100 cm	SX52033
L	100–110 cm	SX52034
XL	110–120 cm	SX52035



OMNIMED®

Dynamic Dorso Strong Back Support

Elastic back support with an anatomically knitted form, integrated hand loop and rigid stabilizers for firm support. Removable silicone pad

Rücken-Bandage

Elastische Rückenbandage mit anatomisch gestrickter Form, integrierter Handschlaufe und rigiden Stabilisatoren für eine hohe Unterstützung. Herausnehmbare Silikonpelotte



grey-bordeaux/grau-bordeaux

Waist circumference/Taillenumfang

XS	70–80 cm	SX52131
S	80–90 cm	SX52132
M	90–100 cm	SX52133
L	100–110 cm	SX52134
XL	110–120 cm	SX52135



OMNIMED®

Ortho Lumbofix® Back Support

Breathable elastic material, with aluminium stabilizers, elastic sidestraps, Velcro fastener

Lumbal-Bandage

Aus atmungsaktivem, elastischem Material mit zwei herausnehmbaren dorsalen Verstärkungsstäben aus Aluminium sowie zwei flexiblen Stahlfedern, zweiteiliges Verschlusssystem mit seitlichen Zuggurten



white/weiss

25 cm high/25 cm hoch

Waist circumference/Taillenumfang

S	< 80 cm	SX76802
M	80–100 cm	SX76803
L	100–120 cm	SX76804
XL	> 120 cm	SX76805



OMNIMED®

Protect Rücken-Bandage Back Support

Fully elastic, breathable, one size, Velcro fastener

Rücken-Bandage

Bandage aus atmungsaktivem Material, angenehmer Tragkomfort, mit Velcroverschluss

anthracite/anthrazit

Universal size/Einheitsgröße



SX50889

Abdomen/Back *Bauch/Rücken*



Tale®
by OMNIMED®

Hip Spica

White, for fixing post-op dressings

Hüft-Bandage

Zur Fixierung von Verbänden nach Operationen

white/ weiss

46 cm high/46 cm hoch

Hip circumference/Hüftumfang

S	75–95 cm	TL30804
M	95–110 cm	TL30805
L	110–140 cm	TL30806

Art. No.
Art.-Nr.



Thigh

- Pulled muscles
- Contusions

Oberschenkel

- Muskelzerrungen
- Prellungen



Individually adjustable compression, partly warming materials and high comfort in wear characterise the perfect thigh support. OMNIMED® thigh supports have precisely these features, and are thus ideally suited for all muscle and soft-tissue injuries in the thigh. OMNIMED® products offer you perfect protection during sports, at work, and in your leisure time.

Individuell einstellbare Kompression, teilweise wärmende Materialien und ein hoher Tragekomfort sind stellvertretend für eine perfekte Oberschenkelbandage. Die OMNIMED® Oberschenkelbandagen weisen genau diese Merkmale auf, und sind dadurch ideal geeignet für sämtliche Muskel- und Weichteilverletzungen am Oberschenkel. Egal ob im Sport, bei der Arbeit oder in der Freizeit mit den Produkten von OMNIMED® sind Sie perfekt geschützt.

Thigh *Oberschenkel*



Move Thigh Support Thigh Support

Round knit support, fits both sides

Oberschenkel-Bandage

Rundgestrickte Bandage, beidseits tragbar

white-grey/*weiss-grau*

Size/*Grösse*

S	40.5–45.5 cm	OM45001
M	45.5–50.5 cm	OM45002
L	50.5–55.5 cm	OM45003
XL	55.5–63.5 cm	OM45004
XXL	63.5–68.5 cm	OM45005

Art. No.
Art.-Nr.



Thigh Support

Fully elastic, Velcro fastener

Oberschenkel-Bandage

Durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss

22 cm high/*22 cm hoch*

Universal size/*Einheitsgrösse*

white/ <i>weiss</i>	TL30199
beige/ <i>hautfarbig</i>	TL32199



Protect Thigh Support Thigh Support

Fully elastic, breathable, one piece construction, Velcro fastener, fits both left and right

Oberschenkel-Bandage

Bandage aus atmungsaktivem Material, angenehmer Tragkomfort, mit Velcroverschluss. Rechts und links tragbar

anthracite/*anthrazit*

Universal size/*Einheitsgrösse*



SX50888



Move Calf Support Calf Support

Round knit support, fits both sides


Waden-Bandage

Rundgestrickte Bandage, beidseits tragbar

white-grey/*weiss-grau*

Size/*Grösse*

S	33.0–35.5 cm	OM47001
M	35.5–38.0 cm	OM47002
L	38.0–43.0 cm	OM47003
XL	43.0–48.0 cm	OM47004
XXL	48.0–53.0 cm	OM47005



Art. No.
Art.-Nr.



Protect Active Support Calf Support

Fully elastic, breathable, one piece construction, Velcro fastener, fits both left and right

Waden-Bandage

Bandage aus atmungsaktivem Material, angenehmer Tragkomfort, mit Velcroverschluss. Rechts und links tragbar

anthracite/*anthrazit*

Universal size/*Einheitsgrösse*



SX50890

Knee

- Arthrosis/Arthritis
- Post-operative, after a knee injury
- Overloading symptoms (strains)
- Collateral ligament instability

Knie


- Arthrose/Arthritis
- Postoperativ nach Knieverletzungen
- Überlastungsbeschwerden
- Seitenband-Instabilität



9

No matter whether purely for compression, controlling function, or for immobilization, the wide range of OMNIMED® knee supports always offers you the optimum therapeutic benefit. The high quality materials and perfect anatomical fit, the latest manufacturing technology and well-conceived, simple handling make OMNIMED® knee supports the ideal companion.

Ganz egal ob reine Kompression, funktionssichernd oder immobilisierend, mit dem breiten Sortiment an Kniebandagen bietet Ihnen OMNIMED® stets den optimale therapeutischen Nutzen. Die hochwertigen Materialien und eine perfekte anatomische Passform, modernste Fertigungstechnik und ein durchdachtes einfaches Handling machen die Kniebandagen von OMNIMED® zum idealen Begleiter.



Art. No.
Art.-Nr.



Protect Patella-Bandage

Patella Support
Fully elastic, breathable, one piece construction, Velcro fastener, fits both left and right

Patella-Bandage
Bandage aus atmungsaktivem Material, angenehmer Tragkomfort, mit Velcroverschluss. Rechts und links tragbar

anthracite/anthrazit

Universal size/Einheitsgrösse



SX50886



Knee Support
Fully elastic, one piece construction, Velcro fastener, fits both left and right

Knie-Bandage
Einteilig, dorsal geschlossen, durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss

white/weiss

Knee circumference/Knieumfang

S < 35 cm



TL30169

L > 35 cm

TL30168

beige/hautfarbig

Knee circumference/Knieumfang

S < 35 cm

TL32169

L > 35 cm

TL32168



Move Knee Support

Knee Support
Round knit support without silicone patellar ring, without stabilisers, fits both sides

Knie-Bandage
Rundgestrickte Bandage ohne Silikon-Patellaring, ohne Stabilisatoren, beidseits tragbar

white-grey/weiss-grau

Knee circumference/Knieumfang

S 30.0-34.5



OM43001

M 33.0-37.0

OM43002

L 35.5-39.5

OM43003

XL 38.0-42.0

OM43004

XXL 42.0-46.0

OM43005



Move ST Knee Support

ST Knee Support
Round knit support with lateral stabilisers, without silicone patellar ring, fits both sides

ST Knie-Bandage
Rundgestrickte Bandage mit seitlichen Stabilisatoren, ohne Silikon-Patellaring, beidseits tragbar

white-grey/weiss-grau

Knee circumference/Knieumfang

S 30.0-34.5



OM43501

M 33.0-37.0

OM43502

L 35.5-39.5

OM43503

XL 38.0-42.0

OM43504


XXL 42.0-46.0

OM43505



9

Knee Knie



OMNIMED®
Move Pro Knee Support
Knee Support

Round knit support with lateral stabilisers and silicone patellar ring, fits both sides

Knie-Bandage
Rundgestrickte Bandage mit seitlichen Stabilisatoren und Silikon-Patellaring, beidseits tragbar



Art. No.
Art.-Nr.


white-grey/weiss-grau		
Knee circumference/Knieumfang		
S	30.0–34.5	OM43901
M	33.0–37.0	OM43902
L	35.5–39.5	OM43903
XL	38.0–42.0	OM43904
XXL	42.0–46.0	OM43905



OMNIMED®
Energy Genu
Knee Support

Flat knit knee support, without lateral stabilisers, without silicone patellar pad, fits both sides

Knie-Bandage
Flachgestrickte Kniebandage, ohne seitlichen Stabilisatoren, ohne Silikon-Patellapelotte, beidseits tragbar




grey/grau		
Circumference D Umfang D	Circumference F Umfang F	
XS 28–31 cm	38–41 cm	OM71001
S 31–34 cm	41–44 cm	OM71002
M 34–37 cm	44–47 cm	OM71003
L 37–40 cm	47–50 cm	OM71004
XL 40–43 cm	50–53 cm	OM71005
XXL 43–46 cm	53–56 cm	OM71006



OMNIMED®
Energy ST Genu
Knee Support

Flat knit knee support, with lateral stabilisers, with silicone patellar pad, fits both sides

Knie-Bandage
Flachgestrickte Kniebandage, mit seitlichen Stabilisatoren, mit Silikon-Patellapelotte, beidseits tragbar




grey/grau		
Circumference D Umfang D	Circumference F Umfang F	
XS 28–31 cm	38–41 cm	OM72001
S 31–34 cm	41–44 cm	OM72002
M 34–37 cm	44–47 cm	OM72003
L 37–40 cm	47–50 cm	OM72004
XL 40–43 cm	50–53 cm	OM72005
XXL 43–46 cm	53–56 cm	OM72006



OMNIMED®
Energy Pro Genu
Knee Support

Flat knit knee support, with lateral stabilisers and silicone patellar pad, fits both sides

Knie-Bandage
Flachgestrickte Knie-bandage, mit seitlichen Stabilisatoren und Silikon-Patellapelotte, beidseits tragbar



grey/grau		
Circumference D Umfang D	Circumference F Umfang F	
XS 28–31 cm	38–41 cm	OM73001
S 31–34 cm	41–44 cm	OM73002
M 34–37 cm	44–47 cm	OM73003
L 37–40 cm	47–50 cm	OM73004
XL 40–43 cm	50–53 cm	OM73005
XXL 43–46 cm	53–56 cm	OM73006



OMNIMED®
Dynamic Genu
Knee Support

Shaped elastic knee support with silicone pad and lateral spirals, fits both left and right

Knie-Bandage
Formgestrickte Bandage mit Silikon-Patellaring. 3D-Komfortgestrick für höchsten Tragekomfort. Seitliche semi-flexible Stabilisatoren, Spezialgestrick in der Kniekehle. Beidseits tragbar




grey-bordeaux/grau-bordeaux		
Circumference D Umfang D	Circumference F Umfang F	
XS 28–31 cm	38–41 cm	SX52001
S 31–34 cm	41–44 cm	SX52002
M 34–37 cm	44–47 cm	SX52003
L 37–40 cm	47–50 cm	SX52004
XL 40–43 cm	50–53 cm	SX52005
XXL 43–46 cm	53–56 cm	SX52006



OMNIMED®
Dynamic Genu Guard
Knee Support


Shaped knee support with silicone patellar ring and lateral aluminium joint splints. The joint splints have an extension stop and a polycentric hinge. Mouldable. Circular securing straps (prox./distal)

Knie-Bandage
Formgestrickte Kniebandage mit Silikon-Patellaring und seitlichen Gelenkschienen aus Aluminium. Die Gelenkschienen besitzen einen Extensionsstop sowie ein polyzentrisches Gelenk. Anformbar. Zikuläre Fixierbänder (prox./distal)



grey-bordeaux/grau-bordeaux		
Circumference D Umfang D	Circumference F Umfang F	
XS 28–31 cm	38–41 cm	SX52101
S 31–34 cm	41–44 cm	SX52102
M 34–37 cm	44–47 cm	SX52103
L 37–40 cm	47–50 cm	SX52104
XL 40–43 cm	50–53 cm	SX52105
XXL 43–46 cm	53–56 cm	SX52106

Knee Knie



OMNIMED®

Protect Knee Support
Knee Support
Fully elastic, breathable, one piece construction, Velcro fastener, fits both left and right

Knie-Bandage
Bandage aus atmungsaktivem Material, angenehmer Tragkomfort, mit Velcroverschluss. Rechts und links tragbar

anthracite/anthrazit
Universal size/Einheitsgrösse



SX50884

Art. No.
Art.-Nr.



OMNIMED®

Protect Knee Support Patella open
Knee Support Patella open
Fully elastic, breathable, one piece construction, Velcro fastener, fits both left and right

Knie-Bandage «Patella offen»
Bandage aus atmungsaktivem Material, angenehmer Tragkomfort, mit Velcroverschluss. Rechts und links tragbar

anthracite/anthrazit
32 cm high/32 cm hoch
Universal size/Einheitsgrösse



SX50885

Art. No.
Art.-Nr.



OMNIMED®

Protect Knee Support Special
Knee Support Special
Knee wrap, breathable, medio-lateral stabilization, distal and proximal velcro fixation straps, fits both left and right

Knie-Bandage Spezial
In Wickelform, medial und lateral verstärkt, anterior und posterior zusätzliche Velcro-Druckbänder im distalen und proximalen Bereich

anthracite/anthrazit
32 cm high/32 cm hoch
Knee circumference/Knieumfang

XS	25–30 cm	TB85912
S	27–35 cm	TB85913
M	32–40 cm	TB85914
L	37–45 cm	TB85915
XL	42–55 cm	TB85916



TB85912

TB85913

TB85914

TB85915

TB85916

Art. No.
Art.-Nr.



OMNIMED®

Protect Soft Knee Support
Knee Support
Soft and fully elastic material, lightweight construction, fits both left and right, Velcro fastener

Knie-Bandage
Weiches und durchgehend elastisches Material, leichte Konstruktion, beidseits tragbar, Velcro-Verschluss

white/weiss
30 cm long/ 30 cm lang



Knee circumference
Knieumfang

S	< 35 cm	OM88181
M	35–40 cm	OM88182
L	> 40 cm	OM88183

Art. No.
Art.-Nr.



OMNIMED®

Protect Soft Knee Support Strong
Knee Support Strong
Soft and fully elastic material, lightweight construction, separate elastic straps for extra stabilization, flexible lateral stabilizers, fits both left and right, Velcro fastener

Knie-Bandage Strong
Weiches und durchgehend elastisches Material, leichte Konstruktion, separate elastische Zügel für mehr Stabilität, seitliche Stabilisatoren, beidseits tragbar, Velcro-Verschluss

white/weiss
30 cm long/30 cm lang



Knee circumference
Knieumfang

S	< 36 cm	OM88191
M	36–40 cm	OM88192
L	40–44 cm	OM88193
XL	> 44 cm	OM88194

Art. No.
Art.-Nr.



OMNIMED®

Stabile Post-OP Genu Universal
Knee Immobilizer, 3 panel
Blue, universal circumference fit, individually adjustable, fits both left and right

Available with: 0°, 10°, 20° flexion

3-teilige Knie-Schiene
3-teilige Knieschiene, ein einziges Umfangmass, individuell anpassbar, hoher Tragekomfort

Ausführung in: 0°, 10°, 20° Flexion

blue/blau
length 56 cm/Länge 56 cm



Universal size/Einheitsgrösse

0°	OM85757
10°	OM85759
20°	OM85754

length 60 cm/Länge 60 cm

Universal size/Einheitsgrösse

0°	OM85758
10°	OM85760
20°	OM85755

Art. No.
Art.-Nr.

Knee Knie



Stabile Post-OP Genu Jersey Knee Immobilizer Jersey

Blue, dorsal, medial and lateral aluminium splints, frottee lined, individually adjustable velcro straps, fits both left and right

Available with: 0°, 10°, 20°, 30° flexion

Knie-Schiene Jersey

Dorsal, medial, lateral verstärkt mit Aluschiene, Innenseite aus angenehmem Frottee-Baumwollmaterial, individuell verstellbare Velcro-Verschluss. Beidseits tragbar

Ausführung in: 0°, 10°, 20°, 30° Flexion

blue/blau

length 52 cm / Länge 52 cm

Knee circumference/Knieumfang

0°

S	< 36 cm	OM85850
M	36–40 cm	OM85851
L	40–44 cm	OM85852
XL	> 44 cm	OM85853

length 56 cm / Länge 56 cm
0°

S	< 36 cm	OM85811
M	36–40 cm	OM85812
L	40–44 cm	OM85813
XL	> 44 cm	OM85814

10°

S	< 36 cm	OM85801
M	36–40 cm	OM85802
L	40–44 cm	OM85803
XL	> 44 cm	OM85804

20°

S	< 36 cm	OM85806
M	36–40 cm	OM85807
L	40–44 cm	OM85808
XL	> 44 cm	OM85809

length 60 cm / Länge 60 cm
0°

S	< 36 cm	OM85825
M	36–40 cm	OM85826
L	40–44 cm	OM85827
XL	> 44 cm	OM85828

10°

S	< 36 cm	OM85816
M	36–40 cm	OM85817
L	40–44 cm	OM85818
XL	> 44 cm	OM85819

20°

S	< 36 cm	OM85820
M	36–40 cm	OM85821
L	40–44 cm	OM85822
XL	> 44 cm	OM85823

Art. No.
Art.-Nr.



Stabile Post-OP Genu Fixation Knee Immobilizer with Fixation Strap

Blue, dorsal, medial and lateral aluminium splints, integrated fixation strap, frottee lined, individually adjustable velcro straps, fits both left and right

Available with: 0°, 10°, 20° flexion

Knie-Schiene mit Antirutschband

Dorsal, medial, lateral verstärkt mit Aluschiene, Innenseite aus angenehmem Frottee-Baumwollmaterial, integriertes Antirutschband, individuell verstellbare Velcro-Verschlussbänder

Ausführung in: 0°, 10°, 20° Flexion



blue/blau

length 56 cm/Länge 56 cm

Circumference at the centre of the thigh
Umfang Mitte Oberschenkel

Circumference at the centre of the calf
Umfang Mitte Wade

0°

S	38–49 cm	24–28 cm	OM85886
M	45–54 cm	28–35 cm	OM85887
L	50–60 cm	35–42 cm	OM85888
XL	60–70 cm	42–47 cm	OM85889

10°

S	38–49 cm	24–28 cm	OM85901
M	45–54 cm	28–35 cm	OM85902
L	50–60 cm	35–42 cm	OM85903
XL	60–70 cm	42–47 cm	OM85904

20°

S	38–49 cm	24–28 cm	OM85881
M	45–54 cm	28–35 cm	OM85882
L	50–60 cm	35–42 cm	OM85883
XL	60–70 cm	42–47 cm	OM85884

Art. No.
Art.-Nr.



Stabile Post-OP Genu Rehab Knee Immobilizer with Joint

Blue, extension/flexion stops in 10° angle steps, simple to use. Hinges can be locked to prevent tampering by patient, Velcro straps, fits both left and right

Knie-Schiene mit Gelenk

Extension und Flexion individuell einstellbar in Schritten von 10°. Das Gelenk ist äusserst einfach, schnell ohne Werkzeug einstellbar. Hoher Tragkomfort



blue/blau

length 58 cm/Länge 58 cm

Circumference 10 cm above the centre of the knee
Umfang 10 cm oberhalb Kniemitte

S	35–40 cm	SX23303
M	41–46 cm	SX23304
L	47–51 cm	SX23305
XL	52–56 cm	SX23306
XXL	57–64 cm	SX23307



Ankle/Foot

- Preventive after supination trauma
- Distortions
- Functional treatment of supination trauma
- Arthrosis/Arthritis


Knöchel/Fuss

- Präventiv nach Supinationstraumen
- Distorsionen
- Funktionelle Behandlung von Supinationstraumen
- Arthrose/Arthritis



Compressive, stabilizing or immobilizing – the ankle products optimally satisfy all the requirements for modern orthopaedic care. Products from OMNIMED® are developed and tested in close collaboration with doctors, therapists and prosthetists/orthotists. The result – perfect symbiosis between design and use.

Komprimierend, stabilisierend oder immobilisierend – die Produkte für das Fussgelenk decken sämtliche Bedürfnisse einer modernen orthopädischen Versorgung optimal ab. Die Produkte von OMNIMED® werden in enger Zusammenarbeit mit Ärzten, Therapeuten und Orthopädie-Technikern entwickelt und erprobt. Das Resultat – eine perfekte Symbiose in Design und Anwendung.



Art. No.
Art.-Nr.



Protect Soft Ankle Support
Ankle Support
Fully elastic, Velcro fastener, 7.5 cm wide

Knöchel-Bandage
Durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss,
7.5 cm breit

7.5 cm wide/7.5 cm breit

white/weiss

right foot/rechter Fuss

Ankle circumference/Knöchelumfang

S < 18 cm	OM88176
M 18–22 cm	OM88177
L > 22 cm	OM88178

left foot/linker Fuss

Ankle circumference/Knöchelumfang

S < 18 cm	OM88171
M 18–22 cm	OM88172
L > 22 cm	OM88173



Figure of Eight Ankle Support
Fully elastic, Velcro fastener

Kreuz-Bandage für das Fussgelenk
Durchgehend elastisch, Velcro-Verschluss

7.5 cm wide/7.5 cm breit

Universal size/Einheitsgrösse

white/weiss	TL30177
beige/hautfarbig	TL32177



Protect Ankle Support
Ankle Support

Fully elastic, breathable, one piece construction,
Velcro fastener, fits both left and right

Knöchel-Bandage
Bandage aus atmungsaktivem Material,
angenehmer Tragkomfort, mit Velcroverschluss.
Rechts und links tragbar

anthracite/anthrazit

Universal size/Einheitsgrösse

SX50887



Florex 122 AB Ankle Support
122 AB Ankle Support
Beige, circular knit, seamless, open toes

122 AB mit Ferse
Rundgestrickte A-B Fussgelenkbandage ohne
Naht, geschlossene Ferse

beige/hautfarbig

Ankle circumference/Fesselumfang

20–22 cm	KG64302
22–24 cm	KG64303
24–26 cm	KG64304
26–28 cm	KG64305
28–30 cm	KG64306



Compression supports
Kompressionsbandagen




Function control supports
Funktionssicherungsbandagen



Stabilizing supports
Stabilisierungsbandagen

Ankle/Foot Knöchel/Fuss



OMNIMED®

Florex 221 AB Malleo 221 AB
Flatknit with seam, open toes, with open or closed heel

221 AB
Formgestrickte A-B Fussgelenkbandage mit Naht



Art. No.
Art.-Nr.

beige/hautfarbig

with heel/mit Ferse

Ankle circumference/Fesselumfang	Art. No.
18–20 cm	KG66301
20–22 cm	KG66302
22–24 cm	KG66303
24–26 cm	KG66304
26–28 cm	KG66305
28–30 cm	KG66306



OMNIMED®

Move Ankle Support
Ankle Support
Round knit ankle support, without silicone pads, fits both sides

Knöchel-Bandage
Rundgestrickte Knöchelbandage, ohne Silikonpelotten, beidseits tragbar



white-grey/weiss-grau

Ankle circumference/Fesselumfang

S 19.0–21.5 cm	OM59001
M 21.5–24.0 cm	OM59002
L 24.0–26.5 cm	OM59003
XL 26.5–29.5 cm	OM59004
XXL 29.5–33.0 cm	OM59005



OMNIMED®

Move Pro Ankle Support
Ankle Support
Round knit ankle support, with silicone pads, fits both sides

Knöchelbandage
Rundgestrickte Knöchelbandage, mit Silikonpelotten, beidseits tragbar



white-grey/weiss-grau

Ankle circumference/Fesselumfang

S 19.0–21.5 cm	OM59501
M 21.5–24.0 cm	OM59502
L 24.0–26.5 cm	OM59503
XL 26.5–29.5 cm	OM59504
XXL 29.5–33.0 cm	OM59505



OMNIMED®

Energy Malleo light
Ankle Support
Shaped A-B ankle support. 3D comfort knit for highest comfort in wear. Fits both sides

Knöchel-Bandage
Formgestrickte A-B Fussgelenk-Bandage. 3D-Komfortgestrick für höchsten Tragekomfort. Beidseits tragbar



grey-light grey/grau-hellgrau

Ankle circumference/Fesselumfang

S 18–20 cm	OM73501
M 20–23 cm	OM73502
L 23–25 cm	OM73503
XL 25–28 cm	OM73504



OMNIMED®

Energy Malleo
Ankle Support
Shaped A-B ankle support with silicone pads. 3D comfort knit for highest comfort in wear. Fits both sides

Knöchel-Bandage
Formgestrickte A-B Fussgelenk-Bandage mit Silikonpelotten. 3D-Komfortgestrick für höchsten Tragekomfort. Beidseits tragbar



grey-light grey/grau-hellgrau

Ankle circumference/Fesselumfang

S 18–20 cm	OM74001
M 20–23 cm	OM74002
L 23–25 cm	OM74003
XL 25–28 cm	OM74004



OMNIMED®

Dynamic Malleo
Ankle Support
Shaped elastic ankle support with silicone pads, fits both left and right

Fussgelenk-Bandage
Formgestrickte A-B Fussgelenk-Bandage mit Friktions-Silikonpelotten. 3D-Komfortgestrick für höchsten Tragekomfort. Beidseits tragbar




grey-bordeaux/grau-bordeaux

Ankle circumference/Fesselumfang

XS 17–19 cm	SX52011
S 19–21 cm	SX52012
M 21–23 cm	SX52013
L 23–25 cm	SX52014
XL 25–27 cm	SX52015



Ankle/Foot Knöchel/Fuss



OMNIMED®

Energy Malleo Sport
Ankle Support
Shaped ankle support with elastic securing strap. High comfort in wear, fits in all shoes. 3D comfort knit, without silicone pads, fits both sides



Fussgelenk-Bandage
Formgestrickte Knöchelbandage mit elastischem Fixierband. Hoher Tragkomfort, passt in jeden Schuh. 3D-Komfortgestrick, ohne Silikonpelotten, beidseits tragbar

Art. No.
Art.-Nr.

grey-light grey/grau-hellegrau

Ankle circumference/Fesselumfang

S	18–20 cm	OM74501
M	20–23 cm	OM74502
L	23–25 cm	OM74503
XL	25–28 cm	OM74504



OMNIMED®

Dynamic Malleo Agile
Ankle Support
Shaped ankle support with elastic securing strap. High comfort in wear, fits in all shoes. 3D comfort knit, without silicone pads, fits both sides



Fussgelenk-Bandage
Formgestrickte Knöchelbandage mit elastischem Fixierband. Hoher Tragkomfort, passt in jeden Schuh. 3D-Komfortgestrick, ohne Silikonpelotten, beidseits tragbar

grey-bordeaux/grau-bordeaux

Ankle circumference/Fesselumfang

XS	17–19 cm	SX52111
S	19–21 cm	SX52112
M	21–23 cm	SX52113
L	23–25 cm	SX52114
XL	25–27 cm	SX52115



OMNIMED®

Ortho TarsoLok
Lace-Up Ankle Support
Medial and lateral inserts

Sprunggelenk-Stütze
Medial und lateral verstärkt

white/weiss

size Shoe size
Gr. Schuhgrösse

XS	35–36	SL70722
S	37–39	SL70723
M	40	SL70724
L	41–43	SL70725
XL	44–45	SL70726
XXL	46	SL70727



OMNIMED®

Ortho Air-Lite
Ankle Orthosis
With air cushions to allow perfect anatomical fit, fits both left and right

Sprunggelenk-Orthese
Mit Luftkammern, welche individuell der Anatomie des Sprunggelenkes und der Breite des Fusses angepasst werden können. Das Abknicken des Fussgelenkes nach aussen wird verhindert, während das Abrollen im Sprunggelenk gewährleistet ist. Beidseits tragbar

white/weiss

22 cm long/22 cm lang	DV57000
24 cm long/24 cm lang	DV57005
26 cm long/26 cm lang	DV57010



OMNIMED®

Ortho Air-Gel
Ankle Orthosis
With gel pads for cold/warm therapy, fits both left and right

Sprunggelenk-Orthese
Mit Gel-Patten für Kälte- und Wärmetherapie, rechts und links verwendbar

white/weiss

22 cm long/22 cm lang	JM55000
24 cm long/24 cm lang	JM55005
26 cm long/26 cm lang	JM55010



OMNIMED®

Ortho Sheartex
Ankle Orthosis
Soft inner padding material, fits both left and right


Sprunggelenk-Orthese
Sprunggelenktherapie-Orthese, mit weichem, hautfreundlichem Polstermaterial, rechts und links verwendbar

white/weiss

22 cm long/22 cm lang	DA56000
24 cm long/24 cm lang	DA56005
26 cm long/26 cm lang	DA56010

Replacement pads (can also be used with Ortho Air-Lite and Ortho Air Gel)
Ersatzpolster (auch für Ortho Air-Gel und Ortho Air-Lite verwendbar)

DA56100



OMNIMED®

Stabile Night Splint Variable
Foot Immobilizer
(Dorsiflexion adjustable)
 Well padded, dorsal flexion freely adjustable, lightweight construction, fits both left and right, Velcro fastener, radiolucent

Fusslagerungs-Schiene
(Dorsalflexion einstellbar)
 Gut gepolsterte dorsale Lagerungsschiene mit einstellbarer Dorsalflexion, Flexion stufenlos einstellbar, beidseits tragbar, weiche Polsterung zur Ruhigstellung des Sprunggelenks

Art. No.
Art.-Nr.

blue/blau

Shoe size/Schuhgröße

S	36-39	DA10111
M	39-43	DA10112
L	44	DA10113



OMNIMED®

Stabile Night Splint Classic
Foot Immobilizer without Buckles
 Foot Immobilizer without Buckles
 Frottee lined, immobilizes the ankle in 90° position, Velcro fastener, fits both left and right, radiolucent

Fusslagerungs-Schiene ohne Schnalle
 Aus Kunststoffmaterial, Innenseite mit angenehmem Frottée-Baumwollmaterial, Aussenseite strapazierfähiger Jeansstoff, zur Ruhigstellung des Sprunggelenks in 90° Stellung, Velcro-Verschlussbänder, waschbar, Aussparungen im Bereich der Achillessehne und der Ferse zur Verhinderung von Druckstellen, beidseitig verwendbar, röntgenfähig

black/schwarz

Shoe size/Schuhgröße

S	< 39	OM88054
M	39-43	OM88055
L	43-45	OM88056
XL	> 45	OM88057



OMNIMED®

Stabile Night Splint Plus
Foot Immobilizer with Buckles
 Foot Immobilizer with Buckles
 Frottee lined, immobilizes the ankle in 90° position, Velcro fastener with buckles, fits both left and right, radiolucent

Fusslagerungs-Schiene mit Schnalle
 Aus Kunststoffmaterial, Innenseite mit angenehmem Frottée-Baumwollmaterial, Aussenseite strapazierfähiger Jeansstoff, zur Ruhigstellung des Sprunggelenks in 90° Stellung, Velcro-Verschlussbänder mit Schnalle, waschbar, Aussparungen im Bereich der Achillessehne und der Ferse zur Verhinderung von Druckstellen, beidseitig verwendbar, röntgenfähig

blue/blau

Shoe size/Schuhgröße

S	< 39	OM19603
M	39-43	OM19604
L	43-45	OM19605
XL	> 45	OM19606



OMNIMED®

Ortho PediCone
Toe spreader
 - antibacterial thanks to Silinan®
 - pack of 2
 - gentle and skin-friendly

Zehenspreizer
 - Antibakteriell dank Silinan®
 - Packungsinhalt 2 Stück
 - Sanft und hautfreundlich

gold/gold

size/Gr.

I	S	SI7401
II	M	SI7402
III	L	SI7403



OMNIMED®

Ortho PediCone
Toe separator
 - antibacterial thanks to Silinan®
 - pack of 2
 - memory effect

Zehenseparator
 - Antibakteriell dank Silinan®
 - Packungsinhalt 2 Stück
 - Sanft und hautfreundlich

gold/gold

size/Gr.

I	S/M	SI7502
II	L/XL	SI7503



OMNIMED®

Ortho PediCone
Toe ring
 - antibacterial thanks to Silinan®
 - relief of pressure on fingers and toes
 - pack of 2

Zehenring
 - Antibakteriell dank Silinan®
 - Packungsinhalt 2 Stück
 - Sanft und hautfreundlich

gold/gold

size/Gr.

I	S/M	SI7301
II	L/XL	SI7302



OMNIMED®

Ortho PediCone
Toe cap
 - antibacterial thanks to Silinan®
 - relief of pressure on fingers and toes
 - pack of 2

Zehenkappe
 - Antibakteriell dank Silinan®
 - Packungsinhalt 2 Stück
 - Sanft und hautfreundlich

gold/gold

size/Gr.

I	S/M	SI7201
II	L/XL	SI7202

Ankle/Foot Knöchel/Fuss

Art. No.
Art.-Nr.



Ortho PediCone
Toe pad
- antibacterial thanks to Silinan®
- with toe ring to prevent slip
- pack contains 1 pair

Zehenpolster
- Antibakteriell dank Silinan®
- Packungsinhalt 1 Paar
- Sanft und hautfreundlich

gold/gold

Universal size/Universalgrösse

SI7100



Ortho PediCone
Ball-of-foot cushion
- antibacterial thanks to Silinan®
- pack of 2
- memory effect

Ballenschutz
- Antibakteriell dank Silinan®
- Packungsinhalt 2 Stück
- Sanft und hautfreundlich

gold/gold

Universal size/Universalgrösse

SI7001



Ortho Heel Cushion
Heel Cushion
Silicone, fits both left and right

Fersenkissen
Aus Silicon, links und rechts tragbar

standard/Standard (without softspot/ohne Softspot)

size Shoe size
Gr. Schuhgrösse

I	32-40	SI7801
II	41-47	SI7802

with soft spot/mit Softspot

size Shoe size
Gr. Schuhgrösse

I	32-40	SI7811
II	41-47	SI7812




Ortho Insole short
Silicone Insole
¾ length silicone insoles.
Anatomical design, high damping
and pressure relief properties. 1 pair.

Silikon-Schuheinlagen
¾ lange Schuheinlagen aus Silikon.
Anatomische Formgebung, hohe Dämpfung
und Druckentlastung. 1 Paar

Shoe size/Schuhgrösse

37-38	SI7701
39-40	SI7702
41-42	SI7703
43-44	SI7704



Art. No.
Art.-Nr.



Ortho Insole long
Silicone Insole
Silicone Insoles. Anatomical design,
high damping and pressure relief properties.
Long sole, 1 pair

Silikon-Schuheinlagen
Schuheinlagen aus Silikon. Anatomische
Formgebung, hohe Dämpfung und
Druckentlastung. Langsohlig, 1 Paar

Shoe size/Schuhgrösse

37-38	SI7601
39-40	SI7602
41-42	SI7603
43-44	SI7604




Cold/Hot Packs
Cold/Hot Packs
Gel packs for hot or cold therapy, reuseable

Kalt-/Warm-Kompressen
Gel-Kompresse für Kälte- und Wärmetherapie,
wiederverwendbar

blue/blau

7.5×7.5 cm	GM07575
8×13 cm	GM10813
13×14 cm	GM21314
12×29 cm	GM31229
16×26 cm	GM41626




Order the special Leaflets

Bestellen Sie Ihre Spezialprospekte




Dynamic 9918DB




Ortho 9918OB




Protect 9918PB



Stabile 9918SB



Move 9918MB



Energy 9918EB



Tale 9918TB

Degrees of support

We have added the following symbols to our products to give you a better overview of our individual supports and the degree of support they offer:

 = Compression supports


These supports primarily exert circular compression on the respective joint. The low degree of support exerted by these supports is ideal for optimum prophylaxis or for treating minor symptoms. In connection with anatomically correctly positioned silicone pads these supports improve the circulation thanks to a massage/friction effect.

 = Function control supports

Function control supports and braces guide the function of the joint during treatment. While the supports allow for the largest possible range of movement, they effectively restrict or prevent harmful movements.

 = Stabilizing supports

The function of these supports and braces is to stabilize the affected joint by immobilizing it. The main purpose of these supports and braces is to provide optimum fixation and to prevent harmful movements.



Unterstützungsgrade

Um Ihnen eine bessere Übersicht unserer einzelnen Bandagen und deren Unterstützungsgrad bieten zu können, haben wir unsere Produkte mit folgenden Symbolen ergänzt:

 = Kompressionsbandagen

Diese Bandagen üben in erster Linie eine zirkuläre Kompression auf das jeweilige Gelenk aus. Der leichte Unterstützungsgrad dieser Bandagen kann optimal prophylaktisch oder zur Behandlung von leichteren Beschwerden eingesetzt werden. In Verbindung mit anatomisch korrekt positionierten Silikonpelotten bewirken diese Bandagen eine verbesserte Durchblutung dank einem Massage-/Frikationseffekt.


 = Funktionssicherungsbandagen

Funktionssicherungsbandagen/-orthesen bieten eine funktionssichernde Behandlungsform. Die Bandagen lassen einen grösstmöglichen Bewegungsumfang zu, die schädlichen Bewegungen werden hingegen effektiv eingeschränkt bzw. verhindert.

 = Stabilisierungsbandagen

Diese Bandagen/Orthesen übernehmen die Funktion von Stabilisierung durch Ruhigstellung bzw. Immobilisation des betroffenen Gelenkes. Optimale Fixierung und Verhinderung von schädlichen Bewegungen ist die Hauptaufgabe dieser Bandagen/Orthesen.





Salzmann
MEDICO

SALZMANN AG
Salzmann MEDICO
Rorschacher Strasse 304
CH-9016 St.Gallen
Tel. +41 (0)71 282 12 12
Fax +41 (0)71 282 12 10
medico.sg@salzmann-group.ch
www.salzmann-group.ch

www.omnimed.ch



OMNIMED® is a registered trademark of SALZMANN AG, St.Gallen, Switzerland
© 2016 by SALZMANN AG, St. Gallen, Switzerland