

MEDE TECHNIK®




Wir legen größten Wert auf die Qualität unserer Produkte und Serviceleistungen, sowie schnellstmögliche Lieferzeiten!

We lay the biggest value on the quality of our products and service as well as quick delivery times!

MEDE® Technik ist seit 1981 auf die Herstellung von Bohrdrähten spezialisiert.

Since 1981 MEDE® Technik is specialized in professional production of drilling wires.



Herstellung Bohrdrähte:

MEDE® Technik ist ein namhafter Hersteller von Kirschner Bohrdrähten, Steinmann Nägel und Cerclage Draht. Wählen Sie Ihre gewünschte Ausführung (Trokar, Lanzette, Gewinde etc.) auf eine Vielzahl von Durchmessern und Längen.

Für Allergiker bietet MEDE® Technik die meisten Produkte auch aus Titan an.

*Es ist auch möglich Bohrdrähte mit einer **Lasermarkierung** zu versehen. Fragen Sie einfach bei uns nach!*

Production drilling wires:

MEDE® Technik is an well-known manufacturer of Kirschner wires, Steinman Pins and Cerclage wires. Choose your style (trocar, lancet, threaded etc.) on a wide range of diameters and length.

For allergic sufferer MEDE® Technik offers the most products also in titanium.

*It is also possible to **laser marking** the K-wires. Simply ask us!*



MEDE® Technik
is CERTIFIED according to DIN EN ISO 13485

INHALT

BOHRDRÄHTE

Kirschner Draht	4
Steinmann Nagel	4



KNOCHENDRÄHTE

Knochendraht	6
--------------	---



CERCLAGEDRÄHTE

Cerclagedraht	7
---------------	---



DRAHTSPENDER

Bohrdrahtspender	8
Mehrfach Bohrdrahtspender	8
Bohrdrahtlagergestell	9



DRÄHTE ZUBEHÖR

Extraktionszange	10
Drahtfasszange	10
Drahtspannzange	10
Flachzange	11
Drahtschneidezange	11
Bolzenschneider	12
Biegeinstrument	13
Drahtmesslehre	13
Drahtumführungsnadel	13
Drahtspanner	13



CONTENT

WIRES

<i>Kirschner Wire</i>	4
<i>Steinmann Pin</i>	4

SOFT WIRES

<i>Soft Wire</i>	6
------------------	---

CERCLAGE WIRES

<i>Cerclage Wire</i>	7
----------------------	---

WIRE TUBES

<i>Wire Tube</i>	8
<i>Multiple Wire Tube</i>	8
<i>Kirschner Wire Stockframe</i>	9

WIRES ACCESSORIES

<i>Wire Extraction</i>	10
<i>Wire Holding Forceps</i>	10
<i>Wire Twister</i>	10
<i>Flat Nose Plier</i>	11
<i>Wire Cutter</i>	11
<i>Pin Cutter</i>	12
<i>Bending Instrument</i>	13
<i>Wire Gauge</i>	13
<i>Cerclage Instrument</i>	13
<i>Wire tightening Instruments</i>	13



KIRSCHNER BOHRDRÄHTE / STEINMANN NAGEL KIRSCHNER WIRES / STEINMANN NAIL



Artikelnummer / Article no.

33 . **01** **15** . **310**

Beispiel / Example

Länge / Length	310=310mm; 050=50mm; ...
Durchmesser / Diameter	15=1,5mm; 08=0,8mm; ...
Ausführung / Style	01= Trokar-Flach / Trocar-Flat
Material / Material	33 = standart / normaly

Material	
33	Werkstoff 1.4441 (Implantatstahl)
34	Titan (**)

Material	
33	All wires are manufactured of 1.4441
34	Titan (**)

Lieferbare Durchmesser						mm	Available diameter					
0,6	0,8 **	0,9										o
1,0 **	1,1	1,2 **	1,25	1,3	1,4 **	1,5 **	1,6 **	1,7	1,8 **	1,9		o
2,0 **	2,2	2,3	2,4	2,5 **	2,8							o
3,0 **	3,2	3,5										o
4,0	4,5	4,8										o
5,0	5,5											o
6,0												O

Erhältliche Längen:
Wir fertigen Drähte/Nägel ab 50mm

Available lengths:
We produce wires/nails from 50mm

Mindestdurchmesser:

für 15mm Gewinde ist Ø 1,2 mm
für Vollgewinde ist Ø 1,5 mm
für Ösen ist Ø 1,7 mm
für Längsrillen ist Ø 2,0 mm
für Bohrer ist Ø 2,4 mm

Minimum diameters:

for 15mm thread is Ø 1.2 mm
for full thread is Ø 1.5 mm
for loop is Ø 1.7 mm
for axial groove is Ø 2.0 mm
for drills is Ø 2.4 mm

Verpackung:

Die Drähte/Nägel werden in Plastikröhrchen zu je 10 Stück verpackt.
Die Lieferung erfolgt generell unsteril.

Packing:












































































The wires/pins are packed in plastic tubes to 10 pieces / tube
delivery: only non sterile

Mindestbestellmengen:

10 Stück / Sorte

Minimum order quantities:

10 pieces / Style

Ausführung			Style	
** Trokar / Flach		01		Trocar / Flat **
** Trokar / Rund		02		Trocar / Round **
** Trokar / Trokar		03		Trocar / Each side **
Trokar / 3kant		04	 	Trocar / 3-sided
Trokar / 4kant		05	 	Trocar / 4-sided
Trokar / Flach mit Loch		06		Trocar / Flat with hole
** Trokar / Lanzette mit 15mm Gewindeansatz		11		Trocar / Lancet with 15mm threaded **
** Trokar mit 15mm Gewindeansatz / Flach		12		Trocar with 15mm threaded / Flat **
** Trokar mit 15mm Gewindeansatz / Rund		13		Trocar with 15mm threaded / Round **
** Trokar mit 15mm Gewindeansatz / Beidseitig		14		Trocar with 15mm threaded / Each side **
Trokar mit 15mm Gewindeansatz / 3kant		15	 	Trocar with 15mm threaded / 3-sided
Trokar mit 15mm Gewindeansatz / Trokar		16		Trocar with 15mm threaded / Trocar
Trokar / Flach - Vollgewinde		17		Trocar / Flat - Threaded full length
Trokar / Rund - Vollgewinde		18		Trocar / Round - Threaded full length
Trokar / Beidseitig - Vollgewinde		19		Trocar / Each side - Threaded full length
Lanzette / Beidseitig- Vollgewinde		22		Lancet / Each side - Threaded full length
** Rund / Beidseitig (Hackethal Bündelnägel)		25		Round / Each side (Hackethal Bündelnail) **
** Lanzette / Flach		31		Lancet / Flat **
** Lanzette / Rund		32		Lancet / Round **
** Lanzette / Beidseitig		33		Lancet / Each side **
Lanzette / 3kant		34	 	Lancet / 3-sided
Lanzette / 4kant		35	 	Lancet / 4-sided
Lanzette / Flach mit Loch		36		Lancet / Flat with hole
Lanzette mit Loch / Rund		37		Lancet with hole / Round
Lanzette mit Loch / Beidseitig		38		Lancet with hole / Each side
Lanzette mit Loch / Trokar		39		Lancet with hole / Trocar
** Lanzette / Trokar		40		Lancet / Trocar **
** Lanzette mit 15mm Gewindeansatz / Rund		41		Lancet with 15mm threaded / Round **
** Lanzette mit 15mm Gewindeansatz / Beidseitig		42		Lancet with 15mm threaded / Each side **
Trokar mit Längsrändelansatz / Rund		44		Trocar with knurled lengthwise / Round
Trokar mit Längsrändelansatz / Spezial-Öse		45		Trocar with knurled lengthwise / Special-Eyelet
Bohreransatz / Rund		46		Drill-tip / Round
Bohreransatz / Spezial-Öse		47		Drill-tip / Special-Eyelet
Eli / Rund		50		Eli / Round
Trokar / Spezial-Öse		52		Trocar / Special-Eyelet



KNOCHENDRÄHTE SOFT-WIRES



Ø	Implantatstahl		Titan	Titan
Ø 0,2mm	KH.600.02			
Ø 0,3mm	KH.600.03			
Ø 0,4mm	KH.600.04			
Ø 0,5mm	KH.600.05			
Ø 0,6mm	KH.600.06			
Ø 0,7mm	KH.600.07			
Ø 0,8mm	KH.600.08		KH.600.58	KH.605.58
Ø 0,9mm	KH.600.09			
Ø 1,0mm	KH.600.10		KH.600.60	KH.605.60
Ø 1,2mm	KH.600.12		KH.600.62	KH.605.62
Ø 1,5mm	KH.600.15		KH.600.65	KH.605.65
Ø 1,8mm	KH.600.18			
Ø 2,0mm	KH.600.20			

Erhältliche Länge: / Available length:

10 Meter je Rolle
10 meter per roll

Länge: / length:

5 Meter je Rolle
5 meter per roll



Artikelnummer / Article no.

KH . 31 10 . 310

Länge / Length	310 = 310mm; 050=50mm; ...
Durchmesser / Diameter	10 = 1,0mm; 08=0,8mm; ...
Ausführung / Style	31 = eine Öse; ;...

Erhältliche Längen:

Wir fertigen Drähte/Nägel von 50 - 1000 mm

Available lengths:

We produce wires/nails from 50 - 1000 mm

Lieferbare Durchmesser

mm

Available diameter

0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9					o
1,0	1,2	1,5	1,8									o
2,0												o

Ausführung

Style

mit einer Öse



31



single Eyelet

mit doppel Öse



32



double Eyelet

ohne Öse



33



without Eyelet

Material

KH | Werkstoff 1.4441 (Implantatstahl)

Material

KH | All wires are manufactured of 1.4441



BOHRDRAHTSPENDER WIRE TUBES

Artikelnummer / Article no.

KH . 860 . 08

Ø Bohrung / Hole	08 = Für / For Ø 0,8mm Drähte / wire
Länge / Length	860 = Für / For 12cm Drähte / wire 861 = Für / For 18cm Drähte / wire 862 = Für / For 32cm Drähte / wire



Aussenmaße: 13,0cm / Innenmaße: L:12,0cm Ø10mm

KH.860.00 Bohrdrahtspender kurz (ohne Drahtloch / *without hole*)
KH.860.10 Bohrdrahtspender kurz für 1,0mm Draht
KH.860.12 Bohrdrahtspender kurz für 1,2mm Draht
etc.



Aussenmaße: 18,5cm / Innenmaße: L:17,5cm Ø10mm

KH.861.00 Bohrdrahtspender mittel (ohne Drahtloch / *without hole*)
KH.861.10 Bohrdrahtspender mittel für 1,0mm Draht
KH.861.12 Bohrdrahtspender mittel für 1,2mm Draht
etc.



Aussenmaße: 33,0cm / Innenmaße: L:32,0cm Ø10mm

KH.862.00 Bohrdrahtspender lang (ohne Drahtloch / *without hole*)
KH.862.10 Bohrdrahtspender lang für 1,0mm Draht
KH.862.12 Bohrdrahtspender lang für 1,2mm Draht
etc.

*Auch für andere Längen
lieferbar!*



KH.860.98
Ersatzverschluss rund mit Tefloneinsatz



KH.860.99
Verschlusskappe einzeln
mit Tefloneinsatz



KH.864.99
Ersatzverschluss
für Mehrfachspender



Aussenmaße: 20,0cm / Innenmaße: 16,8cm


Mehrfach Bohrdrahtspender
KH.864.16 = für Ø 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6mm
KH.864.18 = für Ø 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5mm



Aussenmaße: 34,0cm / Innenmaße: 31,0cm

Mehrfach Bohrdrahtspender
KH.864.31 = für Ø 1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6mm
KH.864.33 = für Ø 1,8 / 2,0 / 2,2 / 2,5mm

BOHRDRAHTLAGERGESTELLE KIRSCHNER WIRES STOCKFRAME




Bohrdraht Lagergestell
KH.866.10 = für 10cm Drähte
KH.866.15 = für 15cm Drähte



Bohrdraht Lagergestell
KH.866.22 = für 22cm Drähte
KH.866.28 = für 28cm Drähte
KH.866.31 = für 31cm Drähte

*Auch für andere Längen
lieferbar!*

DRÄHTE ZUBEHÖR - BEISPIELE AUS UNSEREM LIEFERPROGRAMM
WIRES ACCESSORIES - EXAMPLES FROM OUR PRODUCT RANGE



DRÄHTE ZUBEHÖR - BEISPIELE AUS UNSEREM LIEFERPROGRAMM
WIRES ACCESSORIES - EXAMPLES FROM OUR PRODUCT RANGE



Mit Schneider
With cutter

Flachzange

Article No.	Size
KH.267.16	16,5cm



Mit Hartmetalleinsätzen
With Tungsten Carbide inserts

Avec mors en métal dur
Con puntas de metal duro
Con punte in metallo duro

Für Draht bis 1,2mm hart
und 2,0mm weich

For wire to 1,2mm
hard
and 2,0mm soft



Flachzange mit Drahtschneider

Article No.	Size
KH.265.22	22,0cm



Kopfschneider 2,5mm

Article No.	Size
KH.318.22	22,0cm



TC



Drahtschneidezange 1,7mm

Article No.	Size
KH.315.16	16,0cm
KH.315.18	18,0cm
KH.315.23	23,0cm

DRÄHTE ZUBEHÖR - BEISPIELE AUS UNSEREM LIEFERPROGRAMM
WIRES ACCESSORIES - EXAMPLES FROM OUR PRODUCT RANGE



Bolzenschneider 6mm

Article No.	Size
KH.350.47	47,0cm



Ersatzbacken
KH.350.99



Biegeinstrument

Article No.	Size
KH.590.12	12,0cm



Drahtumführung 23,5cm

Article No.	Size
KH.704.45	45mm
KH.704.70	70mm



Biegeinstrument für Kirschnerdrähte

Article No.	Size
KH.592.30	30,0cm




Stahlmaßstab

Article No.	Size
KH.601.15	15,0cm
KH.601.20	20,0cm
KH.601.30	30,0cm
KH.601.40	40,0cm
KH.601.50	50,0cm

Loute


Article No.	Size
KH.720.21	22cm



Messlehre für Kirschnerdrähte

Article No.
KH.600.99

*Weiteres Zubehör auf Anfrage.
Other accessories on request.*



High end production



Fast delivery



Certified manufacturing

MEDE Technik GmbH
Rudolf-Diesel-Str. 13
78576 Emmingen
Germany

Tel: +49 (0)7465 893
Fax: +49 (0)7465 2262
info@mede.de
www.mede.de

